

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Phf11 ポリクローナル抗体 - Q9Uil8

商品番号: CM0026311

前書き

PHDフィンガータンパク質11（Th1サイトカイン調節因子）を検出するためのPHF11ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF11 ウサギ pAb
備考/別名	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHF; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51131
遺伝子ID	51131
免疫原	ヒト PHF11 (NP_001035533.1) のアミノ酸1-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIL8
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ