

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Phf19 ポリクローナル抗体 - Q5T6S3

商品番号: CM0028611



前書き

PHF19/PCL3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPHF19を検出。ポリコム抑制、H3K36me3認識、がんエピジェネティクスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF19 ウサギ pAb
備考/別名	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26147
GeneID	26147
免疫原	ヒトPHF19のアミノ酸1-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001009936.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T6S3
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ