

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Phf21Bウサギポリクローナル抗体 - Q96Ek2

商品番号: CM0028472

前書き

PHF21B (PHF4, BHC80L)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF21B ウサギ pAb
備考/別名	PHF4; BHC80L; PHF21B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112885
免疫原	ヒト PHF21B (NP_612424.1) の322-531番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EK2
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ