


Wb、Elisa用 抗Phf8 モノクローナル抗体 - Q9Upp1

商品番号: CM0002912



前書き

PHF8 (KDM7B)、ヒストンリジンデメチラーゼに対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのWBおよびELISAで検証済み。エピジェネティクスおよび細胞周期研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF8 ウサギ mAb
備考/別名	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23133
GeneID	23133
免疫原	合成ペプチド ヒトPHF8 (Q9UPP1) のアミノ酸800-900に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPP1
タンパク質分子量	118kDa
輸送	保冷バッグ