

抗Phgdhモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O43175

商品番号: CM0004220



前書き

ヒトPHGDH（O43175）を対象とした組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。セリン生合成およびがん代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHGDH ウサギmAb
別名	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26227
免疫原	ヒトPHGDH（NP_006614.2）のアミノ酸264～533番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43175
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤