


Anti-Phgdh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

商品番号: CM0017947



前書き

セリン生合成における重要な酵素であるPHGDHを認識するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHGDH Rabbit pAb
備考/別名	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26227
GeneID	26227
免疫原	ヒトPHGDH (NP_006614.2) のアミノ酸264-533に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43175
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋