


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Phipポリクローナル抗体 - Q8Wwq0

商品番号: CM0024788



前書き

ヒトPHIP（PH相互作用タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。インスリンシグナル伝達および細胞増殖研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHIP ウサギ pAb
備考/別名	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55023
GeneID	55023
免疫原	ヒトPHIP（NP_060404.3）のアミノ酸1542-1821に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WWQ0
タンパク質分子量	207kDa
輸送	保冷バッグ