


Wb、Elisa用 Anti-Phka1 ポリクローナル抗体 - P46020

商品番号: CM0021552



前書き

PHKA1

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのホスホリラーゼbキナーゼ調節サブユニットαを認識し、グリコーゲン代謝および筋疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHKA1 ウサギ pAb
備考/別名	PHKA; PHKA1
種	ヒト
GeneID	5255
免疫原	ヒトPHKA1 (NP_001116142.1) のアミノ酸600-820に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46020
タンパク質分子量	137kDa
配送	氷袋