

Wb、Elisa用抗Phkg2ウサギポリクローナル抗体 - P15735

商品番号: CM0014508



前書き

グリコーゲン分解に関与するホスホリラーゼbキナーゼの触媒サブユニットであるヒトPHKG2を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。予想バンドは約46 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	PHKG2 Rabbit pAb
備考／別名	GSD9C; PHKG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5261
GeneID	5261
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15735
タンパク質分子量	46kDa
発送	氷袋梱包