


Anti-Phkg2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P15735

商品番号: CM0025716



前書き

ヒトPHKG2（ホスホリラーゼbキナーゼガンマ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。グリコーゲン分解およびGSDタイプIXの研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHKG2 Rabbit pAb
備考/別名	GSD9C; PHKG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5261
GeneID	5261
免疫原	ヒトPHKG2 (NP_000285.1) のアミノ酸237-406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15735
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋