

Anti-Phlda2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q53Ga4

商品番号: CM0030346

前書き

PHLDA2 (IPL/TSSC3)

タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおいて、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。胎盤の成長、インプリンティング遺伝子、およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHLDA2 ウサギ pAb
備考/別名	IPL; BRW1C; BWR1C; H LDA2; TSSC3; PHLDA2
種	ヒト、マウス
GeneID (ヒト)	7262
GeneID	7262
免疫原	ヒト PHLDA2 (NP_003302.1) のアミノ酸 1-152 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q53GA4
タンパク質分子量	17kDa
配送方法	アイスバッグ