

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Phlpp1ウサギポリクローナル抗体 - O60346

商品番号: CM0025054

前書き

PHLPP1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPHLPP1を認識します。アポトーシス、腫瘍抑制、概日生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHLPP1 ウサギpAb
別名	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23239
GeneID	23239
免疫原	ヒト PHLPP1 (NP_919431.2) のアミノ酸1160-1428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60346
タンパク質分子量	185kDa
発送	氷袋