

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Phlpp2ポリクローナル抗体 - Q6Zvd8

商品番号: CM0020597

前書き

ヒトPHLPP2 (PHLPP-like) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。標的はアポトーシスおよび増殖において役割を持ち、AktおよびPKCシグナル伝達を調節する腫瘍抑制ホスファターゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHLPP2 Rabbit pAb
備考/別名	PPM3B; PHLPL; PHLPP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23035
遺伝子ID	23035
免疫原	ヒトPHLPP2 (NP_055835.2) のアミノ酸1250-1323内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZVD8
タンパク質分子量	147kDa
配送	氷袋