

抗リン酸化Akt-T308 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0000931



前書き

WBおよびELISA用の高特異性リン酸化Akt-T308 ウサギモノクローナル抗体です。T308部位でリン酸化されたヒトAkt1/2/3を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。癌研究や代謝研究におけるPI3K/Akt シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Akt-T308 Rabbit mAb
備考・別名	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-T308
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207/208/10000
遺伝子ID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド ヒトAkt (NP_005154.2) のT308周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
配送方法	氷袋