

Anti-Phospho-Akt1-S473モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0001091



前書き

リン酸化Akt1（Ser473、P31749）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。がんおよび代謝におけるAktシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT-S473 Rabbit mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAkt1（P31749）のS473周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋