

抗リン酸化Akt1(Ser473)ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0001196



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-AKT1(Ser473)ウサギポリクローナル抗体です。Ser473でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのAKT1を検出します。がん、代謝、細胞生存におけるAKTシグナル伝達の研究に適しており、免疫化ウサギから調製されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
略号/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	合成ペプチド; ヒトAkt1 (NP_005154.2) のS473周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤