

## Anti-Phospho-Akt1-T308 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0001741



前書き

Thr-

308でリン酸化されたAKT1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのAKT1を認識します。がんおよび代謝研究におけるPI3K/AKTシグナル伝達の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-AKT1-T308 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名       | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308 |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 207                                                           |
| GeneID      | 207                                                           |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒト AKT (NP_005154.2) のT308周辺の合成リン酸化ペプチド              |
| ソース         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                        |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS       | P31749                                                        |
| タンパク質分子量    | 56kDa                                                         |
| 配送          | アイスパック                                                        |