

ウエスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化Akt1 (T450)

ウサギモノクローナル抗体 - P31749

商品番号: CM0000681



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用 リン酸化AKT1-T450

ウサギmAb。ヒトおよびラットサンプル中のThr450でリン酸化されたAKT1を特異的に検出します。がん、代謝、細胞生存におけるPI3K/AKTシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化AKT1-T450 ウサギmAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAkt1 (P31749)のT450周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送	アイスバッグ