

抗リン酸化Akt1(Thr450)ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa向け - P31749

商品番号: CM0000577



前書き

Thr450でリン酸化されたAKT1を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスを対象としたWBとELISAでの使用が検証済みです。癌、代謝、細胞生存におけるAKTシグナル伝達研究に欠かせないツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-T450 Rabbit pAb
別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAkt1 (NP_005154.2) のT450周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送方法	保冷剤