


Wb、Elisa用 Anti-Phospho-Alox5-S271 ポリクローナル抗体 - P09917

商品番号: CM0001771



前書き

セリン271でリン酸化されたヒトALOX5に特異的なウサギポリクローナル抗体。ロイコトリエン合成および炎症性疾患研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ALOX5-S271 ウサギ pAb
備考/別名	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Phospho-ALOX5-S271
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	240
遺伝子ID	240
免疫原	ヒト ALOX5 (NP_000689.1) のS271周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09917
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ