

Anti-Phospho-Ampka1/Ampka2-T183/T172

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13131 / P54646

商品番号: CM0001493



前書き

Thr183/Thr172でリン酸化されたAMPKα1/α2に特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのAMPKを検出します。エネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AMPKα1/AMPKα2-T183/T172 ウサギpAb
備考/別名	AMPKα1/AMPKα2; Phospho-AMPKα1/AMPKα2-T183/T172
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5562/5563
GeneID	5562/5563
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa/62kDa
配送	氷袋