

Anti-Phospho-Atf2 (T69/T71) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P15336

商品番号: CM0000897



前書き

ヒトATF2のThr69/Thr71リン酸化部位を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。DNA損傷応答、アポトーシス、および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATF2-T69/71 Rabbit pAb
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/71
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1386
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15336
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック