

抗リン酸化Atm（S1981）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13315

商品番号: CM0001396



前書き

Ser1981部位でリン酸化されたATMに特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウス試料においてWBとELISAでの使用が検証済みです。DNA損傷シグナル伝達や細胞周期チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ATM-S1981 Rabbit pAb
別名	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TELL; TEL01; Phospho-ATM-S1981
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	472
遺伝子ID	472
免疫原	ヒトATM (NP_000042.3) のS1981周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13315
タンパク質分子量	351 kDa
発送方法	保冷剤