


Anti-Phospho-Axl (Y702) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P30530

商品番号: CM0001926



前書き

Tyr702でリン酸化されたヒトAxlを標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。Axlキナーゼシグナル伝達、細胞生存、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Axl-Y702 Rabbit mAb
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
種	ヒト
GeneID	558 (Human)
免疫原	ヒトAxl (NP_068713.2) のY702周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98 kDa
配送	アイスバッグ