

抗リン酸化B-Raf (T401) ウサギモノクローナル抗体 For Wb, Elisa - P15056

商品番号: CM0001347



前書き

Thr401でリン酸化されたB-Rafを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性があります。MAPキナーゼシグナル伝達および発癌性経路を調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化B-Raf-T401 ウサギmAb
備考/別名	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
種	ヒト
GeneID (ヒト)	673
GeneID	673
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P15056
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ