


WbおよびElisa用 抗リン酸化Bad-S112 ウサギモノクローナル抗体 - Q92934

商品番号: CM0000978



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化Bad-S112ウサギモノクローナル抗体。セリン112でリン酸化されたヒトおよびマウスBadを検出します。18 kDa。アポトーシス研究に最適です。ワンストップIV D原料プロバイダー、CamelBio製。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Bad-S112 ウサギmAb
備考/別名	BBC2; BCL2L8; リン酸化Bad-S112
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	572
遺伝子ID	572
免疫原	合成ペプチド: ヒトBAD (Q92934) のS112周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92934
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ