

Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) ポリクローナル抗体（Wb用） - P56945

商品番号: CM0001193



前書き

チロシン410でリン酸化されたBCAR1に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。細胞接着および移動シグナルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-BCAR1-Y410 Rabbit pAb
備考/別名	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9564
GeneID	9564
免疫原	合成ペプチド ヒトBCAR1 (NP_055382.2?) のY410周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56945
タンパク質分子量	93kDa
配送	アイスバッグ