

Anti-Phospho-Bcl-2-S70 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P10415

商品番号: CM0000807



前書き

リン（ホスホ） Bcl-2 (Ser70)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのBcl-
2と反応します。アポトーシス、オートファジー、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Bcl-2-S70 Rabbit pAb
備考/別名	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S70
種	ヒト
遺伝子ID	596
免疫原	合成ペプチド：ヒト Bcl-2 (NP_000624.2) のS70周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ