

Anti-Phospho-Bcl-2 (Thr56) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

商品番号: CM0001400



前書き

リン酸化Bcl-2

(Thr56)に特異的な高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IHC-

P、ELISAを介して内在性レベルを検出します。アポトーシスおよびオートファジーの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Bcl-2-T56 Rabbit pAb
備考/別名	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-T56
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	596
遺伝子ID	596
免疫原	ヒトBcl-2 (NP_000624.2) のT56周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ