

抗リン酸化Bcl-XL (S62) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc用) - Q07817

商品番号: CM0001524



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のリン酸化Bcl-XL (S62) を検出します。アポトーシスおよび細胞死研究におけるWBおよびIF/ICCアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Bcl-XL-S62 ウサギpAb
備考/別名	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Phospho-Bcl-XL-S62
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	598
遺伝子ID	598
免疫原	ヒト Bcl-XLのS62周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07817
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤