


ウエスタンブロット、ドットブロット、Elisa用 抗リン酸化Brd4-S484/S488 ウサギポリクローナル抗体 - O60885

商品番号: CM0000593



前書き

Ser484/Ser488でリン酸化されたBRD4を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、ドットブロット、ELISAに適しています。エピジェネティックメモリー、転写制御、クロマチンダイナミクスの研究に最適です。ヒトBRD4と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化BRD4-S484/S488 ウサギ pAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
種	ヒト
遺伝子ID	23476
免疫原	合成ペプチド（ヒトBRD4 (NP_490597.1)のS484およびS488周辺の合成リン酸化ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ