


抗リン酸化Brd4(Ser1070)ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - O60885

商品番号: CM0001789



前書き

BRD4(pS1070)に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。ヒトに反応性を示し、クロマチンリーディング、転写調節、DNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRD4-S1070 ウサギpAb
備考・別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S1070
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23476
免疫原	合成ペプチド：ヒトBRD4(NP_490597.1)のS1070周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
発送	氷袋