


Anti-Phospho-Btk (Tyr223) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q06187

商品番号: CM0001764



前書き

WBおよびELISAで検証された、リン酸化BTK (Tyr223)

特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるB細胞受容体、TLRシグナル伝達、およびBTKキナーゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BTK-Y223 Rabbit mAb
備考/別名	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Phospho-BTK-Y223
種	ヒト
GeneID (ヒト)	695
GeneID	695
免疫原	ヒトBTK (Q06187) のY223周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q06187
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスバッグ