

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化C-Abl-Y245

ウサギポリクローナル抗体 - P00519

商品番号: CM0000571



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのリン酸化特異的ABL1 (c-Abl) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのABL1 (約123

kDa) に反応します。キナーゼシグナル伝達、DNA損傷、白血病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化c-Abl-Y245 ウサギ pAb
備考/別名	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; リン酸化c-Abl-Y245
種	ヒト
GeneID	25
免疫原	ヒトABL1 (NP_005148.2) のY245周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00519
タンパク質分子量	123kDa
輸送	保冷バッグ