


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化C-Jun-S63

ウサギモノクローナル抗体 - P05412

商品番号: CM0001982



前書き

リン酸化c-Jun
(S63)に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラ
ットに反応。AP-
1転写因子シグナル伝達および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化c-Jun-S63 ウサギmAb
備考/別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3725
遺伝子ID	3725
免疫原	合成ペプチド ヒトc-Jun (P05412)のS63周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36 kDa
発送	保冷バッグ