


抗リン酸化C-Jun（T91）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P05412

商品番号: CM0001161



前書き

ヒトおよびマウスを対象としたWB、IHC-P、ELISA用のリン酸化c-Jun（T91）に対するウサギモノクローナル抗体です。標的は転写因子Junで、AP-1複合体の構成要素であり、細胞増殖、アポトーシス、腫瘍形成に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit mAb
別名	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3725
GeneID	3725
免疫原	ヒトc-Jun（P05412）のT91周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05412
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤