


ウエスタンブロット用 抗リン酸化C-Myc-S373 ウサギポリクローナル抗体 - P01106

商品番号: CM0001565



前書き

セリン373でリン酸化されたヒトc-Mycに特異的なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット解析に適しています。細胞増殖や発癌に関与するプロトオンコジーン転写因子c-Myc（約51 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化c-Myc-S373 ウサギ pAb
備考/別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S373
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4609
遺伝子ID	4609
免疫原	ヒトc-MycのS373周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ