


Anti-Phospho-C-Myc (S62) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, And Elisa - P01106

商品番号: CM0001103



前書き

Ser62でリン酸化されたc-Mycを標的とするリン酸特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。がん研究およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Myc-S62 Rabbit pAb
備考/別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4609
遺伝子ID	4609
免疫原	合成ペプチド ヒトMYC (NP_001341799.1) のS62周辺の残基に対応するリン酸特異的ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋