


Anti-Phospho-C-Myc (T358) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01106

商品番号: CM0001406



前書き

リン酸化c-

Myc (Thr358) に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、細胞増殖および血管新生に与える重要な転写因子および癌遺伝子であるヒトc-

Mycのリン酸化を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb
備考/別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4609
GeneID	4609
免疫原	合成ペプチド：ヒトc-MycのT358周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスパック