


抗リン酸化C-Myc (T58) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P01106

商品番号: CM0001544



前書き

リン酸化c-Myc (T58) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。Mycシグナル伝達、細胞周期、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-c-Myc-T58 Rabbit pAb
備考／別名	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4609
遺伝子ID	4609
免疫原	マウスMYC (NP_001170823.1) のT58周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01106
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤