


Wb、Elisa用抗ホスホ-Camk2-T286ポリクローナル抗体 - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

商品番号: CM0001858



前書き

CaMKIIアルファ（Camk2a）のT286リン酸化部位を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。WBおよびELISAでの検証が完了しており、シナプス可塑性やCaMKII活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Camk2-T286 ウサギ pAb
備考／別名	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	815
遺伝子ID	816/817/818/815
免疫原	合成ペプチド：ヒトCamk2a（NP_741960.1）のT286周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤