


Anti-Phospho-Camk2-T286 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

商品番号: CM0001297



前書き

T286でリン酸化されたCamk2を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルにおけるWBおよびELISAに適しています。

分子量：54

kDa。シナプス可塑性、学習、記憶に関する研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Camk2-T286 Rabbit mAb
備考/別名	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
種	ヒト
GeneID (ヒト)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
免疫原	ヒトCamk2のT286周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
タンパク質分子量	54 kDa
配送	アイスパック