


Anti-Phospho-Cbl-Y774 ウサギ Pab - P22681

商品番号: CM0000832



前書き

Phospho-CBL-Y774

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISA用に検証され、ヒトサンプル中のチロシン774でリン酸化されたCBLを特異的に検出します。がん研究およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CBL-Y774 ウサギ pAb
備考/別名	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y774
種	ヒト
GeneID (ヒト)	867
GeneID	867
免疫原	合成ペプチド ヒトCBL (NP_005179.2)のY774周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22681
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ