


Anti-Phospho-Cd115/Csf-1R-Y723 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P07333

商品番号: CM0001443



前書き

Y723でリン酸化されたヒトCSF1R（CD115）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。CSF1/IL34シグナル伝達、マクロファージ生物学、および自然免疫研究の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CD115/CSF-1R-Y723 Rabbit pAb
備考/別名	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1436
GeneID	1436
免疫原	合成ペプチド（ヒトCSF1RのY723周辺の合成リン酸化ペプチド、NP_005202.2）
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07333
タンパク質分子量	108kDa
配送	氷袋