

Anti-Phospho-Cd117/C-Kit-Y721 Rabbit Pab For Wb - P10721

商品番号: CM0000449



前書き

Anti-Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit Polyclonal Antibody（ウサギポリクローナル抗体）。ヒトにおけるウェスタンブロット（WB）で検証済み。細胞の生存、増殖、および造血に重要な受容体型チロシンキナーゼであるKITのチロシン721（Y721）のリン酸化を検出します。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	合成ペプチド：ヒトKITのY721周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ