

抗リン酸化Cd117/C-Kit (Y721) ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P10721

商品番号: CM0001948



前書き

リン酸化c-Kit (Tyr721)

特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCD117を検出。幹細胞維持、がん化、マスト細胞発達におけるKITLG/SCFシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CD117/c-Kit-Y721 ウサギpAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; リン酸化CD117/c-Kit-Y721
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	マウスKit (NP_066922.2) のY719周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ