

抗リン酸化Cdc25C（S216）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P30307

商品番号: CM0001157



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのリン酸化特異的cdc25C（S216）ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの標的に反応し、細胞周期進行と分裂期調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-cdc25C-S216 Rabbit pAb
別名	CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	995
GeneID	995
免疫原	合成ペプチド：ヒトcdc25C（NP_001781.2）のS216周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30307
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	氷袋