


Anti-Phospho-Cdc37-S13 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16543

商品番号: CM0001589



前書き

Ser13でリン酸化されたCDC37を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。Hsp90コシャペロン機能およびキナーゼ安定化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDC37-S13 Rabbit mAb
備考/別名	P50CDC37; Phospho-CDC37-S13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11140
GeneID	11140
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16543
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋