


Wb、Elisa用 抗リン酸化Cdk1-T14 ウサギポリクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0000610



前書き

ヒトCDK1（CDC2）のリン酸化スレオニン14残基を認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞周期、有糸分裂、癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CDK1-T14 ウサギ pAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; リン酸化CDK1-T14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	ヒトCDK1（NP_001777.1）のT14周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ