


Anti-Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160

ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P06493

商品番号: CM0001838



前書き

リン酸化CDK1-T161、CDK2-T160、およびCDK3-T160を認識するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。細胞周期、分裂期、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Rabbit mAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	ヒトCDK1 (NP_001777.1) のT161&T160周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34 kDa
配送	アイスバッグ